

SCHEDA TECNICA P5371ST


PORTAPROVETTE PLEXI 50 POSTI

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:

CODICE	Ø DIAMETRO FORI (mm)	COLORE
5371	13 mm	ROSSO
5372	16 mm	GRIGIO

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Portaprovette in plexiglass, con fori per 50 unità.
 Accessorio per valigette trasparenti: il particolare
 incavo per le dita, posto a metà della lunghezza del
 portaprovette, è appositamente inserito al fine di
 facilitarne l'estrazione dalla valigetta di trasporto.
 Il diametro dei fori per le provette è indicato su uno
 dei lati della struttura: questo ne favorisce la rapida
 identificazione.



MATERIALE: POLIMETILMETACRILATO (PMMA)
DIMENSIONI (mm): 220 x 120 x 60 mm
RESISTENZA TERMICA: - 40 °C / + 80 °C (+100 °C per brevi periodi)

